

Sistemas de Desinfecção

MULTIBAC BP

Desinfetante Hospitalar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Multibac BP é um moderno limpador bactericida de grande diluição e espectro bactericida, destinado ao uso hospitalar. Utilizando um blend de Biguanida Polimérica (PHMB) e Quaternário de Amônio, o produto possui amplo espectro bactericida, além de comprovada eficácia contra o vírus H1N1. O produto está associado a presença de tensoativos, o que permite seu uso como limpador e desinfetante, facilitando o processo de limpeza e desinfecção. Além disso, a grande vantagem do produto é não ser inativado em presença de matéria orgânica, não ser corrosivo a metais e superfícies, possuir baixa toxicidade e não agredir tratamentos de piso com ceras acrílicas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido incolor
Densidade (25°C)	1,0 aproximadamente
pH	Entre 6,0 e 8,0
Agressividade	Baixa
Corrosão	Não é corrosivo em metais, plásticos e emborrachados
Ingrediente Ativo	PHMB – biguanida polimérica e quaternário de amônio
Registro ANVISA	34175004
Odor	Odor levemente característico

GIRASSOL – Especialistas em Limpeza
Rua Papa João XXIII, 1248 – Cachoeirinha – RS – Brasil
Fone: (51) 3470.11.00 –
Filial São Paulo: (11) 2476.0054
www.girassolquimica.com.br

Girassol
Especialistas em Limpeza

Sistemas de Desinfecção



UTILIZAÇÃO

O produto deve ser utilizado na limpeza e desinfecção hospitalar, de superfícies fixas e artigos não críticos.

DILUIÇÃO

O produto deve ser diluído em água, na proporção de 0,5% (1:200). A dosagem pode ser efetuada por meio do frasco dosador de 1 litro e válvula pump, que libera 5ml, dosagem ideal para um frasco pulverizador de 1 litro. O frasco também possui reservatório dosador de até 80 ml, caso seja necessário efetuar sua dosagem em baldes. O produto também pode ser diluído nos dosadores automáticos Girassol, disponibilizados em comodato.

FORMA DE APLICAÇÃO

Utilizar o produto nos processos de limpeza concorrente e terminal, em áreas críticas, semi-críticas ou não críticas, conforme o cronograma específico do setor de higienização. Utilizar o produto na diluição recomendada. O produto pode ser utilizado como limpador e bactericida. Primeiramente deve-se aplicar o produto eliminando a sujidade presente no ambiente, e posteriormente nova aplicação deve ser executada para a desinfecção da superfície.

EMBALAGENS

Bombona de 5 litros e frasco dosador de 1 litro.

COMPOSIÇÃO

Ativos, tensoativo não iônico e veículo.

Sistemas de Desinfecção



PRECAUÇÕES

Mantenha a embalagem fechada e em local protegido do sol e calor, e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não ingerir, evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos ou contato com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar a outros produtos, manter o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem.

PRIMEIROS SOCORROS

Em contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações CEATOX (0800 7226001), ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e, se houver sinais de intoxicação, procure um serviço de saúde ou o centro de intoxicações levando o rótulo ou embalagem do produto.

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:
DISQUE INTOXICAÇÃO CEATOX: 0800-7226001

Autorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6
Registro do Produto na Anvisa: 341750004
Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha - CRQV 05302446